



Be Right™



Plnicí roztok, referenční, 3M KCl, 125 mL

Kat. číslo produktu:	LZW9510.99
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Plnicí roztok pro referenční element elektrody, chlorid draselný (KCl), 3 M, láhev 125 mL

Technické údaje

Formula:	KCl 3M
Platforma:	Roztok
Popis:	PHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T
Solution Type:	Náhradní
Veľkosť balenia:	125 mL.