



Roztok elektrolytu (3M KCl), fľaša 250 mL

Kat. číslo produktu:	LZW9500.99
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Plnicí roztok pro referenční element elektrody, chlorid draselný (KCl), 3 M, láhev 250 mL

Technické údaje

Formula:	KCl 3M
Platforma:	Roztok
Popis:	PHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T
Solution Type:	Náhradní
Veľkosť balenia:	250 mL