



Souprava činidel, tvrdost (celková), digitální titrátor, plný rozsah

Kat. číslo produktu:

2272000

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Nebezpečné



Pro stanovení celkové tvrdosti, 10 - 160 mg/L CaCO₃. Metoda EDTA.

Pro stanovení celkové tvrdosti titrací EDTA digitálním titrátorem s kalmagitovým indikátorem. Rozsah: 10 - 160 a 100 - 4 000 mg/L jako CaCO₃. Souprava obsahuje: ManVer 2, indikátor, Hardness 1, roztok pufru a po jedné náplni EDTA, 0,0800 M a 0.800 M.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metoda s digitálním titrátorem používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Názov metódy:

Titrace EDTA

Parameter:

Hardness (Total)

Rozsah merania:

10 - 160 mg/L & 100-4000 mg/L CaCO₃

Špeciálne funkcie:

Reagent set, Digital Titrator