



Tvrdość (Ca), set pre digitálny titrátor (LR)

Kat. číslo produktu:

2447200

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Pre stanovenie tvrdosti (Ca) metódou s EDTA digitálnym titrátorom (metóda Hach 8204). Sada obsahuje sáčky s práškovým indikátorom CalVer 2, roztok KOH (8 N) a titračnú náplň EDTA.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metoda s digitálním titrátorom používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metódy:	8204
Názov metódy:	Titračia s EDTA
Parameter:	Hardness (Calcium)
Platforma:	Digitálny titrátor
Počet testov:	40 - 100
Rozsah merania:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Špeciálne funkcie:	Reagent set, LR, Digital Titrator