



Sada reagensií, rozpuštěný kyslík, byreta, vzorek 300 mL

Kat. číslo produktu:

2351400

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Reagencie pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou titrační metodou.

Pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou metodou (modifikace azidem) a titrací byretou. Rozsah: až do 10 mg/L jako rozpuštěný kyslík. Velikost vzorku: 300 mL. Obsahuje reagencie pro 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8229
Počet testov:	100
Rozsah merania:	1 - > 10 mg/L O ₂
Soulad s EPA:	Áno
Špeciálne funkcie:	Dissolved Oxygen Reagent set, Buret, 300ml