



ez GGA - žádné pipetování GGA, jedna dávka standardu BSK, bal./20 ks, ampule 2 mL

Kat. číslo produktu: 2514420
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Reagencie BSK

GGA, praktické balení v ampulích na jedno použití. Již nikdy žádné ředění, žádné pipetování ani žádné odhadování. Jednoduše otevřete ampuli ulomením její horní části a celou ampuli dejte do láhve BSK. Předem odměřená dávka GGA obsahuje standard 198 mg/L BSK ze směsi glukózy s kyselinou glutamovou (GGA). Přítomnost skleněné ampule v láhvi BSK slouží jako rychlý vizuální indikátor toho, že jste přidali GGA do vzorku. Produkt je ekvivalentní standardním metodám.

Technické údaje

Aplikácie:	Kalibrace
Koncentrácia:	150 mg/L
Package settings:	Ampule
Platforma:	Roztok
Popis:	Standard
Veľkosť balenia:	20 ks
Vzorec:	Glukóza a kyselina glutamová (GGA)