



Balíček titračných aplikácií pre vodu: Celková tvrdosť (farba)

Kat. číslo produktu: AP0004.AT1112

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Balíček aplikácií pre stanovenie celkovej tvrdosti vo vode. Vhodné pre rad Titralab AT1000, modely automatických titrátorov AT1112/AT1122/AT1222.

Technické údaje

Aplikácie: Komunální aplikace

Kompatibilné prístroje: AT1112

AT1122

AT1222

Obsah balenia: Aplikčný balíček obsahuje sklenenú byteru, plastové kadičky, magnetické miešadlo, predprogramovanú aplikáciu na USB pamäti, elektródu, kónický adaptér, zátku na fľašu.

Parameter: Celková tvrdosť (farba)

Typ: Application Pack

Záruka: 24 mesiacov

Obsah balenia

Aplikčný balíček obsahuje sklenenú byteru, plastové kadičky, magnetické miešadlo, predprogramovanú aplikáciu na USB pamäti, elektródu, kónický adaptér, zátku na fľašu.