



Balíček titračných aplikácií pre vodu: pH, alkalita a tvrdosť (ISE)

Kat. číslo produktu: AP0005.AT1222

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Balíček aplikácií pre stanovenie pH, alkality, vápenatej a horečnatej tvrdosti vody. Vhodné pre rad Titralab AT1000, model automatického titrátoru AT1222.

Technické údaje

Aplikácie:	Komunální aplikace
Kompatibilné prístroje:	AT1222
Obsah balenia:	Aplikačný balíček obsahuje sklenenú byteru, plastové kadičky, magnetické miešadlo, predprogramovanú aplikáciu na USB pamäti, elektródu, kónický adaptér, zátku na fľašu, 1 l fľašu.
Parameter:	pH/alkalita a tvrdosť
Typ:	Application Pack
Záruka:	24 mesiacov

Obsah balenia

Aplikačný balíček obsahuje sklenenú byteru, plastové kadičky, magnetické miešadlo, predprogramovanú aplikáciu na USB pamäti, elektródu, kónický adaptér, zátku na fľašu, 1 l fľašu.