



Balíček titračných aplikácií pre bioplyn: FOS/TAK

Kat. číslo produktu: AP0006.AT1102

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Balíček aplikácií pre stanovenie FOS/TAK (bioplyn). Vhodné pre rad Titralab AT1000, modely automatických titrátorov AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Technické údaje

Aplikácie:	Aplikácie pre životné prostredie
Kompatibilné prístroje:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222
Obsah balenia:	Aplikačný balíček obsahuje sklenenú byteru, plastové kadičky, magnetické miešadlo, predprogramovanú aplikáciu na USB pamäti, elektródu, kónický adaptér, zátku na fľašu.
Parameter:	FOS/TAK (bioplyn)
Typ:	Application Pack
Záruka:	24 mesiacov

Obsah balenia

Aplikačný balíček obsahuje sklenenú byteru, plastové kadičky, magnetické miešadlo, predprogramovanú aplikáciu na USB pamäti, elektródu, kónický adaptér, zátku na fľašu.