



Balíček titračných aplikácií pre potraviny a nápoje: pH, celková acidita a soľ

Kat. číslo produktu: AP0011.AT1222

EUR Cena bez DPH:
Dodávka do 2 týždňov

Kontaktujte nás

Balíček aplikácií pre stanovenie pH, celkovej acidity a soli v potravinách a nápojoch. Vhodné pre rad Titralab AT1000, model automatického titrátora AT1222.

Technické údaje

Aplikácie:	Aplikácie pre potravinársky a nápojový priemysel
Kompatibilné prístroje:	AT1222
Obsah balenia:	Aplikačný balíček obsahuje sklenenú byteru, plastové kadičky, magnetické miešadlo, predprogramovanú aplikáciu na USB pamäti, elektródu, kónický adaptér, zátku na fľašu, 1 l fľašu.
Parameter:	pH, celková acidita a chloridy
Typ:	Application Pack
Záruka:	24 mesiacov

Obsah balenia

Aplikačný balíček obsahuje sklenenú byteru, plastové kadičky, magnetické miešadlo, predprogramovanú aplikáciu na USB pamäti, elektródu, kónický adaptér, zátku na fľašu, 1 l fľašu.