



## Balíček titračných aplikácií pre potraviny a nápoje: pH, celková acidita a SO<sub>2</sub> vo víne

**Kat. číslo produktu:** AP0013.AT1222

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Balíček aplikácií pre stanovenie pH, celkovej acidity a voľného a celkového SO<sub>2</sub> vo víne. Vhodné pre rad Titrallab AT1000, model automatického titrátoru AT1222.

---

### Technické údaje

|                         |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplikácie:              | Aplikácie pre potravinársky a nápojový priemysel                                                                                                                                    |
| Kompatibilné prístroje: | AT1222                                                                                                                                                                              |
| Obsah balenia:          | Aplikačný balíček obsahuje sklenenú byteru, plastové kadičky, magnetické miešadlo, predprogramovanú aplikáciu na USB pamäti, elektródu, kónický adaptér, zátku na fľašu, 1 l fľašu. |
| Parameter:              | pH, celková acidita, voľný a celkový SO <sub>2</sub> vo víne                                                                                                                        |
| Typ:                    | Application Pack                                                                                                                                                                    |
| Záruka:                 | 24 mesiacov                                                                                                                                                                         |

---

### Obsah balenia

Aplikačný balíček obsahuje sklenenú byteru, plastové kadičky, magnetické miešadlo, predprogramovanú aplikáciu na USB pamäti, elektródu, kónický adaptér, zátku na fľašu, 1 l fľašu.