



Balíček titračnýc aplikácií Karl Fischer: Obsah vlhkosti

Kat. číslo produktu: AP0014.KF1121

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Balíček aplikácií pre stanovenie obsahu vlhkosti (Karl Fischer). Vhodné pre rad Titralab KF1000, model automatického titrátora KF1121.

Technické údaje

Aplikácie:	Aplikácia: Obsah vlhkosti
Kompatibilné prístroje:	KF1121
Obsah balenia:	Aplikačný balíček obsahuje sklenenú byretzu, platové kadičky, magnetické miešadlo, predprogramovanú aplikáciu na USB kľúči, elektródu, kónický adaptér, zátku na fľašu.
Parameter:	Obsah vlhkosti (Karl Fischer)
Typ:	Application Pack
Záruka:	24 mesiacov

Obsah balenia

Aplikačný balíček obsahuje sklenenú byretzu, platové kadičky, magnetické miešadlo, predprogramovanú aplikáciu na USB kľúči, elektródu, kónický adaptér, zátku na fľašu.