



Volumetrický titrátor Karl Fischer radu Titralab KF1000, 1 byreta, 2 čerpadlá

Kat. číslo produktu: KF1121.98
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 3 dní

Jednoduché a přesné volumetrické titrace pro měření obsahu vlhkosti

Zjednodušte komplexnú volumetrickú titráciu pomocou Titralab KF1000 od spoločnosti Hach. Spoločne s aplikačným balíčkom AP0014.KF1121 umožňuje KF1000 jednoduché a rýchle stanovenie obsahu vlhkosti hneď po vybalení z krabice. Automatický systém vám poskytuje spoľahlivé výsledky bez komplikovaných analýz. Aby ste zjednodušili nastavenie a titráciu, prináša KT1000 súpravu pre špecifickú aplikáciu, ktorá umožňuje komukoľvek rýchlu a jednoduchú prípravu a výkon stanovenia.

Technické údaje

Akceptované objemy kadičiek:	Kadičky špecifické pre systém: sklenená meracia cela, šróbovacía
Aplikácie:	5
Automatické pridanie činidla:	2 integrované peristaltické čerpadlá pre prídavok reagentu
Byreta pro titrační činidlo:	Pre titrant 1
Čerpadlá:	2
Certifikácia:	Bezpečnost IEC/EN 61010-1; EMC IEC/EN 61326-1
Dostupné objemy byrety:	2,5/5/10/25 mL, ISO8655-3
Elektroda:	MTC Intellical ("Plug & Play" digitálna)
Export dát:	Na USB pamäti, CSV formát, kompatibilné s Excelom
Hmotnosť:	4 kg
Kalibrácia:	Titrační činidlo
Kalibračný interval/upozornenie/pripomienka:	Áno, užívateľom definovaná doba
Materiál:	Laten (PP), silikón, tvrdené sklo, POM, nerezová oceľ. Dizajn odolný proti postriekaniu.
Meracie módy:	Vzorka, blank, vzorka s blankom, kontrolná vzorka, kontrolná vzorka s blankom
Metóda merania:	Volumetrický Karl Fischer, striedavý alebo jednodmerný aplikovaný prúd
Model:	KF1121
Obsah balenia:	1 ks KF1000 titrátor KF1000 Titralab KF1121 1 každý LZE144 - napájecí zdroj 1 ks LZE141 - 4polohový držák zkumavky 1 ks základní uživatelská příručka

	Prodává se samostatně: Nezapomeňte si objednat aplikační balíček a čidla a zvažte zakoupení karuselu AS1000.
Ochrana heslom:	Áno, užívateľom definované
Podmienky skladovania:	-5 - 40 °C
Podporované periférie:	Tlačiareň, PC softvér, váhy, klávesnica, myš, čítačka čiarového kódu
Požadovaný Aplikačný balíček:	AP0014.KF1121 Obsah vlhkosti
Požiadavky na napájanie (Hz):	50/60 Hz
Požiadavky na napájanie (V):	100/240 V AC
Prevádzková teplota:	15 - 35 °C
Prevádzková vlhkosť:	20 - 80 %
Prietoková rýchlosť čerpadla:	170 mL/min
Region:	EU
Stojan na vzorky:	Integrovaný, s magnetickým miešaním, sklenené kadičky KF 150 ml
Typ:	Karl Fischer
Ukladanie dát/pamäť:	Posledných 100 vzoriek, analýzy kontrolných vzoriek a blankov, posledných 10 kalibrácií
Záruka:	24 mesiacov
Zobrazenie kalibračnej krivky:	Titračná krivka KF

Obsah balenia

1 ks KF1000 titrátor KF1000 Titralab KF11211 každý LZE144 - napájecí zdroj1 ks LZE141 - 4polohový držák zkumavky1 ks základní uživatelská příručkaProdává se samostatně: Nezapomeňte si objednat aplikační balíček a čidla a zvažte zakoupení karuselu AS1000.

Potrebné príslušenstvo

- Balíček titračnýc aplikácií Karl Fischer: Obsah vlhkosti (Item AP0014.KF1121)