



Addista Jednparametrový štandard pre kyvetový test na stanovenie chlóru LCK310

Kat. číslo produktu: LCA310
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Systém kontrolného štandardu na zabezpečenie analytickej kvality (AQA) pre kyvetový test na stanovenie chlóru

Technické údaje

Koncentrácia:	25 – 30 mg/L Cl ₂
Parameter:	Chlór
Platforma:	LCA
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávajúte v chlade)
Popis:	Štandard ADDISTA Mono pre kyvetový test na stanovenie chlóru LCK310
Špeciálna poznámka:	V dôsledku faktorov súvisiacich s výrobou je koncentrácia štandardu v rozsahu 25 - 30 mg/l Cl ₂ . Nominálna hodnota - po vykonaní procedúry - je zobrazená na priloženom certifikáte.