



Addista Multiparametrový štandardný roztok

Kat. číslo produktu: LCA703
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Systém na zabezpečenie analytickej kvality (AQA), ktorý sa skladá z jedného kombinovaného štandardného/spajkovacieho roztoku a dvoch roztokov na medzilaboratórne porovnanie skúšok.

Použiteľné pre kyvetové testy LCK049 ortofosforečnan, 1,6 - 30 mg/l PO₄-PLCK114 CHSK, 150 - 1 000 mg/l O₂-LCK400 CHSK, 0 - 1 000 mg/l O₂-LCK303 amoniak, 2 - 47 mg/l NH₄-NLCK311 chlorid, 1 - 70 mg/l CLCK339 dusičnan, 0,23 - 13,5 mg/l NO₃-NLCK350 ortofosforečnan, 2 - 20 mg/l PO₄-PLCK353 síran, 150 - 900 mg/l SO₄-LCK386 TOC, 30 - 300 mg/l C

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

Dôvera ve vaše výsledky

Průběžná dokumentace zajištění analytické kvality pomocí systému Addista dokládá správnost vašich výsledků analýzy vody.

Jednodušší

Každý standardní roztok Addista obsahuje několik parametrů. Díky tomu se ve vaší laboratoři značně zmenší počet lahví s jednoparametrovými standardními roztoky.

Méně zdrojů chyb

Roztoky Addista jsou připravené k použití s kyvetovými testy LCK od společnosti Hach. Protože není nutné žádné ředění, ušetříte při analýzách standardních roztoků čas a také bude odstraněn další zdroj chyb.

Technické údaje

Parameter: ADDISTA

Platforma:	LCA
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávajúte v chlade)
Popis:	Multiparametrový štandardný roztok ADDISTA