



Addista Multiparametrový štandardný roztok

Kat. číslo produktu: LCA704
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Analýza kvality vody. Jak zajistíte, aby byly vaše analytické výsledky vždy správné?

Systém na zabezpečenie analytickej kvality (AQA), ktorý sa skladá z jedného kombinovaného štandardného/spajkovacieho roztoku a dvoch roztokov na medzilaboratórne porovnanie skúšok.

Použitelné pre kyvetové testy: LCK153 sírany, 40 - 150 mg/l SO₄ LCK305 amoniak, 1 - 12 mg/l NH₄-NLCK311 chloridy, 1 - 70 mg/l CLCK314 CHSK, 15 - 150 mg/l O₂ LCK340 dusičnany, 5 - 35 mg/l NO₃-NLCK349 ortofosforečnany, 0,05 - 1,5 mg/l PO₄-PLCK385 TOC, 3 - 30 mg/l C

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

Důvěra ve vaše výsledky

Průběžná dokumentace zajištění analytické kvality pomocí systému Addista dokládá správnost vašich výsledků analýzy vody.

Jednodušší

Každý standardní roztok Addista obsahuje několik parametrů. Díky tomu se ve vaší laboratoři značně zmenší počet lahví s jednoparametrovými standardními roztoky.

Méně zdrojů chyb

Roztoky Addista jsou připravené k použití s kyvetovými testy LCK od společnosti Hach. Protože není nutné žádné ředění, ušetříte při analýzách standardních roztoků čas a také bude odstraněn další zdroj chyb.

Technické údaje

Platforma:	LCA
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávejte v chlade)
Popis:	Multiparametrový štandardný roztok ADDISTA
	Product details pdf footer