



Kyvetový test pre stanovenie chrómu v kyslých galvanických kúpeľoch, 0,5 - 450 g/l CrO₃

Kat. číslo produktu:

LCK213

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabička obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Technické údaje

Názov metódy:	Skutočná farba kúpeľa
Parameter:	Kyselina chrómová
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	Kyslé chrómové galvanizačné kúpele, galvanické chrómové kúpele
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,5 - 5,0 g/L CrO ₃
Rozsah merania (2):	50 - 450 g/L CrO ₃