



Kyvetový test jednotiek horkosti (MEBAK) ≥ 2 BU

Kat. číslo produktu:

LCK241

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Zabezpečte profil horkosti s požadovanou presnosťou pomocou merania IBU.

Pre použitie so spektrofotometrom DR6000. LCK241 ponúka možnosť merať medzinárodné jednotky horkosti (IBU) s menšou pracnosťou a bez chemického odpadu. Navyše tieto kyvety poskytujú vysokú kvalitu výsledkov bez potenciálneho ovplyvnenia operátorom. Sú navrhnuté tak, aby zjednodušili pivovarnícku analýzu a zakaždým poskytl správne výsledky. Medzi ich vlastnosti patrí:

Vysoko presné kyvetové testy s vopred nadávkovanými reagentami pripravené na okamžité použitie

Zníženie počtu chýb vďaka čiarovému kódu

Technológia RFID pre zdokumentovanie doby použiteľnosti kyvety a pre zabezpečenie sledovateľnosti vašich analýz

Reagenčný blank nie je potrebný

Inovatívna technika kyvety a reagentov

Technické údaje

Názov metódy:	MEBAK II
Parameter:	Jednotky horkosti
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Prístroj:	DR6000
Rozsah merania:	≥ 2 jednotky horkosti
Standardná metóda:	MEBAK