



Kyvetový test na amoniak, 0,015 - 2,0 mg/l NH₄-N

Kat. číslo produktu:

LCK304

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabička obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Vhodné aj pre analýzy na kontrolu povolených limitov. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Čiarový kód kyvety pre automatickú detekciu vo fotometri a kalibráciu Truecal

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Parameter:	Amónne ióny
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávať v chlade)
Popis:	Amónne ióny voľné
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,015 - 2,0 mg/L NH ₄ -N
Rozsah merania (2):	0,02 - 2,5 mg/L NH ₄
Truecal:	Áno