



Kyvetový test na stanovenie olova, 0,1 - 2,0 mg/l Pb

Kat. číslo produktu:

LCK306

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Pripravené na použitie, záruka maximálnej bezpečnosti, jednoduchá manipulácia, fotometrické vyhodnotenie, šetrnosť k životnému prostrediu

Presné a spoľahlivé výsledky

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	PAR
Parameter:	Olovo
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,1 - 2,0 mg/L Pb
Špeciálna poznámka:	Na mineralizáciu celkového olova použite súpravu CRACK SET LCW902