



Kyvetový test chlóru/ozónu/oxidu chloričitého

Kat. číslo produktu:

LCK310

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2
Parameter:	Chlór/ozón/oxid chloričitý
Platforma:	LCK
Počet testov:	24
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávať v chlade)
Popis:	Voľný/celkový chlór, oxid chloričitý a ozón
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,05 - 2,0 mg/L Cl ₂
Rozsah merania (2):	0,05 - 2,0 mg/L O ₃
Soulad s EPA:	N/A
Standardní metoda:	ISO 7393-2