



Kyvetový test pre CHSK, 15 - 150 mg/l O₂

Kat. číslo produktu:

LCK314

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabička obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Vhodné aj pre analýzy na kontrolu povolených limitov. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé výsledky

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Čiarový kód kyvety pre automatickú detekciu vo fotometri a kalibráciu Truecal

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Parameter:	CHSK
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C (chráňte pred svetlom)
Popis:	Chemická spotreba kyslíku
Požadovaný rozklad:	Áno
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	15 - 150 mg/L O ₂
Truecal:	Áno