



Kyvetový test aktivity kalu (TTC)

Kat. číslo produktu:

LCK318

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagencií, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagentie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabička obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé výsledky

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagencií

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagencií

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	DIN 38412-3
Parameter:	Aktivita kalu
Platforma:	LCK
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C
Popis:	Skríningový test aktivity kalu (TTC-SA) alebo reziduálnej aktivity kalu (TTC-RA)
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	5 - 200 µg Formazán (SA)
Rozsah merania (2):	0 - 500 % Reziduálna aktivita (RA)

Potrebné príslušenstvo

- Membránová filtračná súprava s 50 membránovými filtrami 1,2 µm (Item LCW904)
- Súprava príslušenstva na stanovenie aktivity kalu (Item LZC918)