



Kyvetový test na stanovenie železa (II/III), 0,2 - 6,0 mg/l Fe

Kat. číslo produktu:

LCK320

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabička obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé výsledky

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	DIN 38406-E1
Parameter:	Železo
Platforma:	LCK
Počet testov:	24
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávať v chlade)
Popis:	Dvojmocné a trojmocné železo
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,2 - 6,0 mg/L Fe