



Kyvetový test pre formaldehyd, 0,5 - 10 mg/L H₂CO

Kat. číslo produktu:	LCK325
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	Acetylacetón
Parameter:	Formaldehyd
Platforma:	LCK
Počet testov:	24 (test zahŕňa nulový roztok)
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Rozsah merania:	0,5 - 10 mg/L H ₂ CO