



## Kyvetový test pre tvrdosť vody, 1 - 20° dH

Kat. číslo produktu: LCK327  
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás  
Dostupné

### Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

#### Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

#### Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

---

### Technické údaje

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Názov metódy:          | Metalftaleín                    |
| Parameter:             | Tvrdosť vody                    |
| Platforma:             | LCK                             |
| Počet testov:          | 25                              |
| Podmienky skladovania: | 15 - 25 °C                      |
| Popis:                 | Tvrdosť vody, vápnik/horčík     |
| Prístroj:              | DR3900, DR6000, DR1900          |
| Rozsah merania:        | 1 - 20 °dH stupeň tvrdosti vody |
| Rozsah merania (2):    | 5 - 100 mg/L Ca                 |
| Soulad s EPA:          | N/A                             |