



Kyvetový test pre meď 0,1 – 8,0 mg/l Cu

Kat. číslo produktu: LCK329
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	Kyselina batokuproín-disulfónová
Parameter:	Meď
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Požadovaný rozklad:	Áno, pre celkovú meď
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,1 - 8,0 mg/L Cu
Soulad s EPA:	N/A
Špeciálna poznámka:	Na mineralizáciu celkovej medi použite súpravu CRACK SET LCW902.