



Kyvetový test pre povrchovo aktívne kationové látky, 0,2 - 2,0 mg/l

Kat. číslo produktu:

LCK331

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagentie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	Brómfenolová modrá
Parameter:	Povrchovo aktívne látky, kationové
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	Cetyltrimetylamóniumbromid (CTAB)
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,2 - 2,0 mg/L
Soulad s EPA:	N/A