



Laton Kyvetový test pre celkový dusík 20 – 100 mg/L TN_b

Kat. číslo produktu:

LCK338

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagenty pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Oficiálne schválené pre testovanie limitov plnenia požiadaviek. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Čiarový kód kyvety pre automatickú detekciu vo fotometri a kalibráciu Truecal

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	EN ISO 11905-1, ISO23697-1
Parameter:	Dusík, celkový (Laton)
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	Celkový viazaný dusík
Požadovaný rozklad:	Áno
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	20 - 100 mg/L TN _b
Soulad s EPA:	N/A
Standardní metoda:	EN ISO 11905-1 mineralizácia peroxodisíranom
Truecal:	Áno