



Kyvetový test na dusičnany 0,23 - 13,5 mg/l NO₃-N

Kat. číslo produktu:

LCK339

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagentie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Oficiálne schválené pre testovanie limitov plnenia požiadaviek. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Čiarový kód kyvety pre automatickú detekciu vo fotometri a kalibráciu Truecal

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	DIN 38405 D9-2, ISO 23696-1
Parameter:	Dusičnany
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	Dusičnany
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,23 - 13,5 mg/L NO ₃ -N
Rozsah merania (2):	1,0 - 60,0 mg/L NO ₃
Soulad s EPA:	N/A
Truecal:	Áno