



Kyvetový test na ortofosforečnany a celkový fosfor, 2,0 - 20,0 mg/l PO₄-P

Kat. číslo produktu:

LCK350

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabička obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Vhodné aj pre analýzy na kontrolu povolených limitov. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé výsledky

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Čiarový kód kyvety pre automatickú detekciu vo fotometri a kalibráciu Truecal

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	ISO 6878_2004, DIN EN 6878 / D11
Parameter:	Ortofosforečnany a celkový fosfor
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	Ortofosfáty / celkové fosfáty
Požadovaný rozklad:	pre celkový fosfor
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	2 - 20 mg/L PO ₄ -P
Rozsah merania (2):	6 - 60 mg/L PO ₄
Soulad s EPA:	N/A
Standardní metoda:	EN ISO 6878
Truecal:	Áno