



Kyvetový test na stanovenie striebra 5 - 2 500 mg/L Ag

Kat. číslo produktu:

LCK355

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagencií, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagenty pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabička obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé výsledky

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagencií

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagencií

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	Metóda Hach
Parameter:	Striebro
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávať v chlade)
Popis:	dva rozsahy merania: (I) 5 - 400 mg/l Ag, (II) 400 - 2 500 mg/l Ag
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	5 - 400 mg/L Ag (I)
Rozsah merania (2):	400 - 2500 mg/L Ag (II)
Soulad s EPA:	N/A