



Kyselinová kapacita - KNK 4,3, kyvetový test, 0,5 - 8,0 mmol/L

Kat. číslo produktu: LCK362
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Pripravené na použitie, záruka maximálnej bezpečnosti, jednoduchá manipulácia, fotometrické vyhodnotenie, šetrnosť k životnému prostrediu

Presné a spoľahlivé výsledky

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	Metóda Hach
Parameter:	Kyselinová kapacita
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	KNK 4,3/uhličitan vápenatý CaCO ₃
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,5 - 8,0 mmol/L
Rozsah merania (2):	25 - 400 mg/L CaCO ₃
Soulad s EPA:	N/A