



## Kyvetový test na zirkón, 6 - 60 mg/L Zr

Kat. číslo produktu:

LCK364

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



### Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagentí, maximálna bezpečnosť.

Prvý špecifický a jednoducho použiteľný test, ktorý slúži ako pomôcka na hodnotenie koncentrácie zirkónu počas procesu pasivovania.

Preddávkované reagentie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabička obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

**Pomáha nastaviť správne množstvo zirkónu v rámci procesu**

**Pomáha minimalizovať spotrebu chemikálií a obmedzovať náklady pri povrchových úpravách pomocou zirkónu**

**Slúži ako pomôcka na zabezpečenie konzistentnej vysokej kvality produktu**

---

### Technické údaje

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Názov metódy:          | Metóda SurTec/Hach            |
| Parameter:             | Zirkón                        |
| Platforma:             | LCK                           |
| Počet testov:          | 25                            |
| Podmienky skladovania: | 2 - 8 °C (uchovávať v chlade) |
| Prístroj:              | DR3900, DR6000, DR1900        |
| Rozsah merania:        | 6 - 60 mg/L                   |
| Soulad s EPA:          | N/A                           |