



Kyvetový test pre AOX, 0,05 – 3,0 mg/l

Kat. číslo produktu:

LCK390.00

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Na fotometrické stanovenie adsorbovateľných organických halogénov. Jednoduché použitie, s kompletným príslušenstvom dodávaným v krabičke.

Technické údaje

Názov metódy:	DIN EN ISO 9562
Parameter:	AOX
Platforma:	LCK
Počet testov:	24
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávať v chlade)
Popis:	Adsorbovateľné organické halogény
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,05 - 3,0 mg/L AOX
Soulad s EPA:	N/A