



Kyvetový test pre neiónogénne povrchovo aktívne látky, 6 - 200 mg/l

Kat. číslo produktu:

LCK433

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagencií, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagentie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagencií

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagencií

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	TBPE
Parameter:	Povrchovo aktívne látky, neiónové
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	6 - 200 mg/L ako TRITON × 100
Soulad s EPA:	N/A