



Kyvetový test na stopové prvky niklu, 0,05 - 1,0 mg/l Ni

Kat. číslo produktu:

LCK537

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Oficiálne schválené pre testovanie limitov plnenia požiadaviek. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Pohodlná manipulácia s 50 mm hranatými kyvetami

Nejvyšší přesnost pro analýzu ultra nízkých koncentrací

Technické údaje

Názov metódy:	Diacetyldioxím
Parameter:	Nikel, stopová koncentrácia
Platforma:	LCK
Počet testov:	20
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávať v chlade)
Popis:	Stopové koncentrácie niklu, test pomocou 50 mm hranatých kyviet
Požadovaný rozklad:	Áno, pre celkový nikel
Prístroj:	DR3900, DR6000
Rozsah merania:	0,05 - 1,0 mg/L Ni
Soulad s EPA:	N/A
Špeciálna poznámka:	Na mineralizáciu celkového niklu použite súpravu Crack Set LCW902.