



Kyvetový test na stopové prvky chrómu (trojmocného a šesťmocného), 0,005 - 0,25 mg/l Cr

Kat. číslo produktu:

LCS313

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Kyvetové testy Hach: minimálne množstvá reagensií, maximálna bezpečnosť.

Pripravené na použitie, záruka maximálnej bezpečnosti, jednoduchá manipulácia, systém fotometrického hodnotenia a šetriace životné prostredie

Technické údaje

Názov metódy:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Parameter:	Chróm, stopová koncentrácia
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávať v chlade)
Popis:	Šesťmocný a celkový chróm
Požadovaný rozklad:	Áno, pre celkový chróm
Rozsah merania:	0,005 - 0,25 mg/L Cr (VI)
Rozsah merania (2):	0,005 - 0,25 mg/L Celkový Cr
Špeciálna poznámka:	na vyhodnotenie sú potrebné 50 mm semimikrokyvety