



Kyvetový test na stopové prvky formaldehydu, 0,01 - 1,0 mg/L H₂CO

Kat. číslo produktu: LCS325
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Technické údaje

Názov metódy:	Acetylacetón
Parameter:	Formaldehyd, stopová koncentrácia
Platforma:	LCK
Počet testov:	24 (test zahŕňa nulový roztok)
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Požadovaný rozklad:	áno
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Rozsah merania:	0,01 - 1,0 mg/L H ₂ CO
Špeciálna poznámka:	Na vyhodnotenie sú potrebné 50 mm hranaté semimikrokyvety.