



Kyvetový test na ortofosforečnany a celkový fosfor, stopové množstvo, 0,01 - 0,5 mg/l PO₄-P

Kat. číslo produktu:

LCS349

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Technické údaje

Názov metódy:	ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Parameter:	Ortofosforečnany a celkový fosfor, stopové množstvo
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	Ortofosforečnany / celkový fosfor
Požadovaný rozklad:	pre celkový fosfor
Rozsah merania:	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P
Rozsah merania (2):	0,03 - 1,5 mg/L PO ₄
Špeciálna poznámka:	na vyhodnotenie sú potrebné 50 mm semimikrokyvety
Standardní metoda:	EN ISO 6878

Potrebné príslušenstvo

- Meracia kyveta, 50 mm hranatá, PMMA, 10 ks (Item LZP341)