



Reagenčná súprava testu na stopové koncentrácie železa, 0,005 - 2,0 mg/l Fe

Kat. číslo produktu:

LCW021

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy Hach: minimálne množstvá chemikálií, maximálna bezpečnosť.

Technické údaje

Názov metódy:	Ióny dvojmocného železa reagujú s reagensiou FerroZine a vytvárajú fialový komplex
Parameter:	Železo
Počet testov:	50
Podmienky skladovania:	15 °C - 25 °C
Popis:	Reagenčná súprava na stanovenie železa, 2 meracie rozsahy
Rozsah merania:	0,005 - 0,25 mg/L Fe
Rozsah merania (2):	0,05 - 2,0 mg/L Fe
Špeciálna poznámka:	Plastové semimikrokyvety, 50 mm, s viečkom (LZP 341) pre nízky rozsah, oválne kyvety s gumenými zátkami, 11 mm (LCW 906) pre vysoký rozsah