



súprava reagencií na stanovenie mangánu, 0,2 - 5 mg/l / 0,02 - 1,0 mg/l Mn

Kat. číslo produktu:

LCW032

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



súprava reagencií na stanovenie mangánu 0,2 - 5 mg/l Mn (kruhová kyveta alebo 10 mm hranatá kyveta) / 0,02 - 1,0 mg/l Mn (50 mm hranatá kyveta)

For determination of Manganese by the Formaldoxime method.

Technické údaje

Názov metódy:	Formaldoxím
Parameter:	Mangán
Počet testov:	50
Podmienky skladovania:	2 °C - 8 °C (uchovávať v chlade)
Popis:	súprava reagencií na stanovenie mangánu
Rozsah merania:	0,2 - 5 mg/L Mn (kruhová kyveta alebo 10 mm hranatá kyveta)
Rozsah merania (2):	0,02 - 1 mg/L Mn (50 mm hranatá kyveta)