



Kyvetový test na stanovenie sulfidov, 0,1 - 2,0 mg/l S²⁻

Kat. číslo produktu:

LCW053

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení sulfidů metodou s dimethyl-p-fenylendiaminem.

Technické údaje

Názov metódy:	Dimetyl-p-fenyléndiamín
Parameter:	Sulfidy
Počet testov:	35
Podmienky skladovania:	15 °C až 25 °C
Popis:	Reagenčná súprava na stanovenie sulfidov
Rozsah merania:	0,1 - 2,0 mg/L S ²⁻