



Mineralizačný roztok na stanovenie chloridov v betóne

Kat. číslo produktu:

LCW908

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Studený mineralizačný roztok na stanovenie chloridov v betóne pomocou kyvetového testu na chloridy

Technické údaje

Názov metódy:	studený rozklad pomocou kyseliny dusičnej
Parameter:	Mineralizačný roztok
Počet testov:	20
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	Studený mineralizačný roztok na stanovenie chloridov v betóne pomocou kyvetového testu na chloridy LCK311
Rozsah merania:	0,001 - 0,087 M% Cl
Rozsah merania (2):	0,087 - 1,250 M% Cl