



Membránová filtračná súprava s 50 membránovými filtrami 0,45 µm

Kat. číslo produktu: LCW916
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Na filtráciu zakalených vzoriek, napr. pre analýzu rozpusteného organického uhlíka (DOC) pomocou kyvetových testov pre celkový organický uhlík (TOC)

Technické údaje

Parameter:	Membránová filtračná súprava (0,45 µm)
Počet testov:	50
Podmienky skladovania:	15 °C - 25 °C
Popis:	Predúprava vzoriek pre zakalené vzorky
Špeciálna poznámka:	Súprava obsahuje 50 špeciálnych filtračných membrán (0,45µm) a jednu jednorazovú striekačku (10 ml)