



Rozklad chrómu pre vzorky s vysokou koncentráciou

Kat. číslo produktu:

LYW513

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Technické údaje

Parameter:	Chróm
Počet testov:	80
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Popis:	V niektorých výnimočných prípadoch je pri stanovení celkového chrómu vzorka po mineralizácii zakalená.
Požadovaný rozklad:	áno
Špeciálna poznámka:	Výžaduje sa membránová filtračná súprava LCW904 a kyvetový test LCK313 na vyhodnotenie.