



**Be Right™**



## DREL Laboratórium na kontrolu priemyselnej vody

Kat. číslo produkta: LZV735

### ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Prenosné laboratórium na kontrolu kvality vody obsahuje spektrofotometer DR 2800 vrátane batérie a kvytet, kufor na prístroj, kufor na reagencie a príslušenstvo, sadu reagencií a príslušenstva.

V dnešnej dobe je nevyhnutné vykonávať analýzy prakticky všade. Prenosné laboratórium obsahuje všetko potrebné na presné merania.

Efektívna technológia merania, praktické príslušenstvo a reagencie pripravené na použitie sa vyžadujú aj v teréne. Integrovaný pracovný povrch umožňuje bezpečne a jednoducho vykonávať analýzy na ľubovoľnom mieste.

**Kompletné laboratórium na kontrolu vody na použitie v teréne vrátane fotometra, digitálneho titrátor a elektrochemických metód**

**Univerzálne a robustné**

**Jednoduchá manipulácia s predpripravenými činidlami**

---

### Technické údaje

Obsahuje: VIS spektrofotometer DR 2800 (LPV422.99.00001), kufor na prístroj (5838500), kufor na reagencie (5839400), súprava reagencií (232330), súprava reagencií (2923400)

Vodeodolné?: 340 nm - 900 nm

Výška: 280 mm

Záruka: 2 roky