



Napájací modul pre 2100Q/2100Q IS a DR 1900

Kat. číslo produktu:	LZV804.99.00001
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Napájací modul s univerzálnym napájaním, ktoré umožňuje prístrojom pripojiť sa ku zdroju elektrického prúdu. Vhodné pre prenosný turbidimeter 2100Q a 2100Q IS a prenosný spektrofotometer DR 1900.

Technické údaje

Certifikáty:	Modul je certifikovaný CE/WEE/RoHS.
Obsahuje:	Napájanie je certifikované cULus.CE/TUV-GS.RoHS/WEEE/ESIV.
Vstupné napätie:	Obsahuje modul, kryt modulu, napájanie so štyrmi zásuvkovými adaptérmi a manuál.
Výstupy:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Záruka:	9V
	24 mesiacov