



SOTA10 pH electrode, 10 m fixed cable, without T-sensor

Kat. číslo produktu: LZX587
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Standard glass and reference system

Technické údaje

Dĺžka:	140 mm
Dĺžka kábla:	10 m fixed cable
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, suitable for high temperatures
Hĺbka ponoru:	105 mm
Membrána:	Ring diaphragm, porous PTFE, double
Prevádzková teplota:	0 - 80 °C
Rozsah merania:	0 - 14 pH
Rozsah tlaku:	3,5 bar
Záruka:	6 mesiacov