



## Náhradní pH elektroda pro digitální sondu pH 1200-S sc

**Kat. číslo produktu:**

**LZX889**

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 3 dní

---

### Technické údaje

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Čas odozvy T90:     | < 15 s                                         |
| Citlivosť:          | ±0,5 %                                         |
| Káblové spojenie:   | Konektor S7 plub                               |
| Materiál:           | Senzor: Sklo (univerzální)                     |
| Opakovateľnosť:     | ±0,5 %                                         |
| Presnosť:           | ± 0,02 pH                                      |
| Priemer:            | 12 mm                                          |
| Špeciálna poznámka: | Platí pouze v kombinaci se sondou pH 1200-S sc |
| Záruka:             | 6 mesiacov                                     |